

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォータバイオデザイン株式会社**

AGEs センサ ソフトウェア（研究機関向け）

土壌分析装置操作・分析ソフトウェア

Windows 11 対応

USB ドライバ (FTDI 製「FTDI CDM Drivers」)

更新ガイド

---

## 本書に関する注意事項

---

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。
- ・本書に記載している装置の形状や画面などは、実際の装置とは異なる場合があります。


# USB ドライバの更新を行う

- ・ USB ドライバの更新は管理者権限を持つユーザーで行ってください。
- ・ インターネットに接続しておく必要があります。
- ・ USB ドライバの更新の前に、“AGEs センサ(研究機関向け)”又は“土壌分析装置操作・分析”ソフトウェアと、ソフトウェアに付属の USB ドライバを、インストールしておく必要があります。
- ・ 下記手順は、Windows が“最新の状態”に更新されている事を前提に記述しています。そのため、Windows の状態によっては、下記手順と記述内容が異なる場合があります。


1 Windows 11 のタスクバーの「ここを選択して検索」(🔍)をクリックします。



2 次の“検索”画面(🔍)に“Windows Update”と入力すると、「Windows Update の設定」が検索されるので、「Windows Update の設定」をクリックします。



3 次の“Windows Update”画面で「更新プログラムのチェック」をクリックします。



4 FTDI 製 USB ドライバの更新プログラムが検索され、自動的にインストールされます。



注)FTDI 製 USB ドライバ以外の更新プログラムも検索され、自動的にインストールされる場合があります。また、再起動を要求された場合は、画面の指示に従ってください。

# 付録

## 商標について

- Microsoft®、Windows®、Windows®11 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

### お問い合わせ

**☎ 03-6666-3508**

受付時間 月曜日～金曜日(9:00～17:40)  
※土曜日・日曜日・祝日などの弊社休日を除く

## エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社

本社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目3番1号

東京事業所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目18番19号

URL : <https://www.awbio.co.jp/>